




## BALANCE PESON pour LABO

### PESON MODELE K-281

Poids Max en g	Précision en g
10	0.1
30	0.25
60	0.5
100	1
300	2
600	5
1.000	10
2.500	20



### PESON MODELE K-285

Poids Max en kg	Précision en g
5	50
10	100
20	200
35	500
50	500



### PESON ELECTRONIQUE MODELE KDB

Poids Max en kg	Précision en g
5	5
10	10

Fonction data-hold avec la touche HOLD,  
L'affichage du poids est "gelée" pendant environ 5 sec  
Crochet acier inoxydable, peut être replié  
Piles de type AAA (2 x 1,5 V) incluses.  
Durée de fonction env. 180 h.  
Fonction AUTO-OFF après 5 min sans modification de charge afin de ménager les piles.

