




PLAQUE GROUPE SANGUIN

SYSTÈMES POUR LA DÉTERMINATION DES GROUPES SANGUINS

usage unique

3 composants :

- Socle de travail en ABS blanc, avec 4 pieds antidérapants.
Dimensions (Long. x larg.) : 310 x 215 mm.
- 200 plaques de lecture U.U en carton blanc avec 6 rangées de 10 cercles de 25 mm de diamètre. Repérage alphanumérique.
Dimensions (longueur x largeur) : 290 x 195 mm.
- 200 plaques mélangeuses U.U en polystyrène transparent souple qui permettent un mélange par rotation de façon homogène et simultanée, sécables ou non sécables. Dimensions (longueur x largeur) : 330 x 215 mm.



REF 10119 : 200 plaques de lecture + 200 plaques mélangeuses
REF 10120 : socle de travail