



## POMPE ASPIRATION F-18

### ASPIRATEUR CHIRURGIE MINEURE ET POST OPERATOIRE F-18

**23 litres / minutes 0.75 bar/570 mmHg**

Coffret plastique anti-choc léger et facile à nettoyer.  
Livré avec bocal stérilisable de 1 l., avec soupape de trop-plein.  
Régulateur d'aspiration avec manomètre.  
Filtre anti-bactérien.

Alimentation : 220 V / 50 Hz  
Consommation : 96 W

Poids Kg. 4 Kg  
Volume : 0,138 m3



Existe en 2 versions

1 bocal de 1 litre  
1 bocal de 2 litres

F-18.00  
F-18/2.00