



POMPE ASPIRATION

ASPIRATEUR CHIRURGIE MINEURE ET POST OPERATOIRE F-40

37 litres / minutes 0.8 bar/600 mmHg

Aspirateur pour chirurgie mineure,

A usage professionnel avec moteur puissant à double piston.

Idéal pour traitements post-opératoires à domicile.

Boîtier en ABS antichoc, léger et facile à nettoyer.

Livré avec bocal stérilisable de 1 lt., avec soupape de trop-plein.

Régulateur d'aspiration avec manomètre.

Filtre anti-bactérien.

Alimentation : 220 V / 50 Hz
Consommation : 157 W

Poids Kg. 4,5 Kg
Volume : 0,138 m3



Existe en 2 versions

1 bocal de 1 litre

F-40.00

1 bocal de 2 litres

F-40/2.00