



POMPE ASPIRATION CHIRURGICALE

ASPIRATEUR MOBILE DEUX BOCAUX

70 litres / minutes 0.80 bar/600 mmHg

Aspirateur mobile à usage professionnel avec moteur puissant a double piston.
Sur chariot en ABS. Équipé de quatre roulettes (antistatiques a la demande), dont 2 avec freins.

Régulateur de dépression et manomètre de contrôle.

Deux bocal 2lt. en Makrolon, autoclavables. Chaque bocal est équipé d'une double valve de sécurité.

Fonctionnement autonome de chaque bocal.

Alimentation : 220 V / 50 Hz
Consommation : 60 W

Poids Kg. 17 Kg
Volume : 0,138 m3



Existe en plusieurs versions

2 bocal de **2** litres **sans** pédale de commande
2 bocal de **2** litres **AVEC** pédale de commande
2 bocal de **4** litres **sans** pédale de commande
2 bocal de **4** litres **AVEC** pédale de commande

F-60
F-60/F
F-60/4
F-60/F4