



POMPE ASPIRATION CHIRURGICALE

80 litres / min

ASPIRATEUR MOBILE DEUX BOCAUX

80 litres / minutes 0.90 bar/684 mmHg

Aspirateur mobile à usage professionnel avec moteur puissant à double piston sans huile et sans entretien. Sur chariot en ABS. Équipé de quatre roulettes (antistatiques à la demande), dont 2 avec freins. Régulateur de dépression et manomètre de contrôle. Deux bocal incassables de 4 litres autoclavables. Chaque bocal est équipé d'une double valve de sécurité. Fonctionnement autonome de chaque bocal. Munie d'une pédale de commande

Alimentation : 220 V / 50 Hz
Consommation : 280 W
Bruit : < 60 dBA

Poids Kg. 29 Kg
Volume : 0,19 m³

