



POMPE POUR CURETAGE

Pompe d'aspiration électrique avec curettes

ASPIRATEUR MOBILE DEUX BOCAUX F60/F

Aspirateur mobile à usage professionnel avec moteur puissant a double piston.

Monté sur chariot en ABS.

Équipé de quatre roulettes dont 2 avec freins.

Régulateur de dépression et manomètre de contrôle.

Deux bocal 2lt. en Makrolon, autoclavables. Chaque bocal est équipé d'une double valve de sécurité. Fonctionnement autonome de chaque bocal.

Commande par pédale

Poids :16 kg

Volume : 0,134 m3



Jeu de curettes pour aspiration utérine comprenant 5 curettes fait acier inoxydable avec manche pour la régulation d'aspiration.

Canules \varnothing mm. 6/8/10/12/14 (05.25000)

