



## RESPIRATEUR pour table d'anesthésie

Respirateur conçu pour être utilisé avec n'importe quelle table d'anesthésie manuelle,  
Il est pneumatique avec contrôle électronique des fonctions  
Peut être utilisé chez l'adulte et chez l'enfant (fourni avec ballon taille adulte et enfant)

### Spécifications :

Mode de ventilation :	IPPV, SIMV, SIGH, MANUAL, DEMO, STANDBY
Affichage :	écran SNT de 5.5"
Volume courant :	50 à 1.600 ml
Rapport I :E :	de 8 :1 jusque 1 :8 en 12 positions
Fréquence	3 à 65 bpm
Pression :	0,3 à 0,5 MPa
Pression maximale	60 cmH2O
Surveillance des paramètres :	courbes inspiratoire et expiratoires fréquence respiratoire I :E pression peak PEEP minute volume volume courant
Alarmes :	haute pression basse pression pression alimentation O2 trop basse secteur
Alimentation	valve de sécurité : 6 KPa AC 220-240 V 25 W Batterie interne : autonomie 2 heures
Dimensions :	33 * 27 * 41 CM 7,5 kg

