



## VENTILATEUR SOINS INTENSIFS 500

Le 500A est un ventilateur à commande pneumatique robuste et fiable de conception simple et d'un **excellent rapport qualités prix**.

### Spécifications

- Modes de Ventilation: IPPV, SIPPV, IMV, SIMV, PEEP, Manu, Sigh
- Fréquence de ventilation : 6 à 60
- Volume courant : 50 à 1.200 ml
- Volume minute maximal : 18 litres
- Réglage de la concentration d'O<sub>2</sub> : 40 à 100 %
- Volume de soupir : 150 % du volume courant
- I:E ratio: 1-1.5, 1-2.0, 1-2.5, 1-3.0
- Sensibilité Trigger : 0,2 kPa
- PEEP : 0,1 à 1.0 kPa
- Alarme haute : 2~6 kPa
- Alarme basse : 0.4~2.4 kPa
- Alimentation : AC 220V 50Hz et



### Fonctions

- Affichage des paramètres sur écrans LCD
- Alarmes pressions haute et basse
- Réglage des alarmes
- Alarme de disfonction

Le respirateur est livré avec humidificateur, chariot roulant et bras articulé.