



VENTILATEUR SOINS INTENSIFS 500B

Le 500B est un ventilateur à commande électronique **de génération moderne avec compresseur intégré**

Spécifications

- Modes de Ventilation: IPPV, IPPV/Assist, IMV, PCV, SIMV, PEEP, manu , sigh
- Fréquence de ventilation : 1-99
- Volume courant : 50 à 1.500 ml
- Volume minute maximal : 18 litres
- Réglage de la concentration d'O₂ : 21 à 100 %
- Volume de soupir : 150 % du volume courant tous les 80 cycles
- I:E ratio: 1-4.0 to 4.0-1
- Sensibilité Trigger : 0,2 kPa
- PEEP : 0 à 1.0 kPa
- Alarme haute : 2-6 kPa
- Alarme basse : 0.4-2.4 kPa
- Alimentation : AC 220V 50Hz
- Batterie interne autonomie +/- 30 min
- Compresseur
 - pression de sortie 0.4 MPa
 - débit du compresseur > 20 L / Min
 - débit de sortie > 60 L / Min
 - protection de surchauffe
 - filtre à particules
 - bruit < 55 dB



Fonctions

- Moniteur LCD 10 " couleur de surveillance des pressions volume et **courbes respiratoire**
- Alarmes pressions haute et basse
- Réglage des alarmes
- Alarme de disfonction

Le respirateur est livré avec humidificateur, chariot roulant et bras articulé.