



VENTILATEUR SOINS INTENSIFS POUR ENFANTS P-200

Le P-200 est un ventilateur à commande pneumatique robuste et fiable de conception simple conçu pour la **ventilation des enfants**

Spécifications

- Modes de Ventilation: CMV, IMV, CPAP, Manual
- Fréquence de ventilation : 1 à 120
- I/E : 1 : 0.1 à 1 : 9.9
- Volume minute : 3 à 20 litres/min
- Réglage de la concentration d'O₂ : 21 à 100 %
- PEEP : 0 à 2 kPa
- Pression inspiratoire : 1 à 9 kPa
- Temps inspiratoire : 0.2 à 3 sec

Dimensions : 320 * 280 * 190 cm / 8 kg

Le respirateur est livré avec humidificateur, chariot roulant et bras articulé.

