



SCIE ELECTRIQUE POUR CHIRURGIE OSSEUSE

SCIE ELECTRIQUE POUR CHIRURGIE OSSEUSE



CARACTERISTIQUES AP-104620

- * Poignée solide en acier
- * Tête oscillante, 360°, lames facile à changer.
- * Tête perforante pour diam. max. 8.00mm avec Mandrin de Jacobs
- * Batterie intégrée, rechargeable

LIVRE AVEC

- | | |
|--------------|---------------------------------|
| AP-104620-35 | 3 Lames circulaires oscillantes |
| AP-104621-04 | 1 Jeu de 4 mèches |
| AP-104622-B | 1 Batterie de rechange |

