



SECHEUSE DE FILMS RX

Armoire pour le séchage électrique des films de radiologie.

Construction solide en métal.
Couleur de protection en époxy
Chargement aisé grâce aux porte battantes et au support monté sur glissières
Cadre intérieur en Inox
Prévu pour le séchage simultané de **20 / 40 films** allant jusque 35/43 cm
Chauffage électrique 500 W / 1.000 W 220 Volts
Contrôle thermostatique du chauffage
Ventilation tangentielle pour un meilleur séchage.
Timer pour le contrôle du temps de séchage

Système complet prêt à l'utilisation.

Fabrication allemande.



Existe en 2 versions

213020 armoire pour 20 porte films
chauffage de 500 W
dimensions : 60 x 50 x 90 cm

213040 armoire pour 40 porte films
chauffage de 1.000 W
dimensions : 60 x 50 x 167 cm