



## **.PULSOXIMETRE PM100**

### **Pulsoximètre, Saturomètre portable ME-10**

L'oxymètre de pouls digital ME-10 est un dispositif portable qui mesure et affiche instantanément la saturation en oxygène fonctionnel de l'hémoglobine artérielle (% SpO<sub>2</sub>) et la fréquence pulsatile (battements par minute).

Il se place au bout du doigt (sur les doigts de 0,8 à 2,5 cm d'épaisseur) pour un contrôle ponctuel sur les patients adultes ou en pédiatrie.

Compact, léger et facile d'utilisation, le ME-10 se met en marche et s'arrête automatiquement.

#### **Caractéristiques techniques :**

Usage adulte et pédiatrique

Mesure et affichage:

- Affichage numérique : OLED
- Saturation en oxygène du sang (SpO<sub>2</sub>) de 0 à 100 %
- Pouls de 18 à 300 pulsations / minute
- Courbe pléthysmographe

Précision :

- SpO<sub>2</sub> 70 à 100% + 2 chiffres
- Pouls : +/- 3 % +/-1 chiffre
- Autonomie : 100 h en continu
- Dimensions : 66 \* 36 \* 33 mm
- Poids avec piles : 50 g
- Marquage CE

Alimentation :

- 2 piles type AAA
- Alarme batterie faible
- coupure automatique après 8 secondes

- Livré avec 2 piles AAA et dragonne.

