



## SPIROMETRE PORTABLE

### Spiromètre de poche

Idéal pour le dépistage au cabinet ou la surveillance au domicile.

Spiromètre électronique au format de poche.

Ecran à cristaux liquides.

Trois zones de couleur pour une lecture et une évaluation rapide des résultats.

Mesures : PEF (DEP), FEV1 (VEMS).

Embout buccal lavable et réutilisable.

3 alarmes pour effectuer les mesures ou prendre des médicaments.

Connectable à un ordinateur pc (logiciel et cable usb fournis).

Livré dans une trousse.

Poids 150 g (avec les piles) - Taille 144 x 77 x 48 mm.

