



STERILISATEUR

STERILISATEUR – ETUVE – POUPINEL 3 - 5 litres

Etuve à circulation d'air chaud.
Chambre extérieure, intérieure et tablette en acier inoxydable 18/10, structure très solide, résistant à la chaleur.
Couvercle à charnières.
Equipé de: Minuterie 120 minutes,
Thermomètre de +50° à +200°.
Thermostat de +50° à +200°.
Thermostat de sécurité C 260° avec recharge manuelle pour la protection du stérilisateur.
Voyant lumineux rouge indique l'alimentation.
Voyant lumineux verte indique la résistance en fonction. 220 V - 50/60 Hz.



	Dimensions EXT L x l x H mm	Dimensions INT L x l x H mm	Poids kg	Volume m ³
Stérilisateur 3 L	400x295x170	300x125x80	7.5	0.22
Stérilisateur 5 L	500x325x170	400x160x80	10	0.30