



# STETHOSCOPE

## Modèle simple :

Pavillon de 45 mm Ø.  
Haute qualité acoustique, robustesse et confort.  
Tubulure double, bague anti-froid lyre orientée.  
Complet avec deux paires d'embouts auriculaires doux



## Modèle double tête :

Stéthoscope avec double tête en acier chromé, commutable,  
Excellente acoustique.  
Bague anti-froid.



## Modèle double tête type Rapport :

1 Pavillon double pivotant  
1 Lyre chromée avec embouts plastiques  
2 Tuyaux avec clips en métal  
3 Embouts Pavillon cloche, petit, moyen et grand  
2 Paires d'olives, petites et grandes  
2 Diaphragmes de rechange, petit et grand  
1 Pochette plastique  
Diamètre des membranes 43 et 23mm



## Modèle professionnel : 08.712.00

Stéthoscope avec double pavillon en acier INOX  
Excellente acoustique.  
Robuste  
Bague anti-froid.  
Tubulure double  
Lyre orientée avec embouts auriculaires doux



## Modèle Pinard :

Stéthoscope Alu.

