



TABLE DE MAYO

TABLE MAYO 02-480-00

En acier inoxydable 18/10. Hauteur réglable,
Piètement à mobile avec roulettes de \varnothing 50 mm.
Plateau en acier inoxydable. 70 x 45 x 3 cm
Hauteur réglable de 80 à 115 cm.

Poids : 15 kg
Volume : 0.33 m³



TABLE MAYO 02-485-00

En acier inoxydable 18/10. Hauteur réglable,
Piètement à mobile avec roulettes de \varnothing 50 mm.
Plateau en acier inoxydable. . 70 x 45 x 3 cm
Hauteur réglable de 90 à 125 cm par pompe à pieds

Poids : 20 kg
Volume : 0.35 m³



TABLE MAYO 02-481-00

En acier inoxydable 18/10. Hauteur réglable,
Piètement à mobile avec roulettes de \varnothing 50 mm.
Plateau en acier inoxydable. 65 x 45 x 3 cm
Hauteur réglable de 74 à 104 cm.

Poids : 12 kg
Volume : 0.30 m³



TABLE MAYO MI-100603

En acier inoxydable 18/10. Hauteur réglable
Piètement à mobile avec 4 roulettes
Plateau en acier inoxydable. 70 x 45 cm
Hauteur réglable de 80 à 115 cm.

Poids : 15 kg
Volume : 0.10 m³

