



TABLE D'ANESTHESIE MANUEL

Economique
Simple d'utilisation
Simple d'entretien

Description :

Appareil d'anesthésie 2 gaz (O₂ N₂O) avec circuit semi-ouvert monté sur chariot roulant.

Complet avec :

- 1 chariot équipé de 1 tiroir et 1 étagère pour le monitoring, monté sur 4 roues.
- 1 manomètre de pression pour l'O₂
- 1 manomètre de pression pour le N₂O
- 1 valve de flush d'O₂
- 2 rotamètres (O₂-N₂O)
- 1 évaporateur Enflurane ou/et Isoflurane
- 1 absorbeur de CO₂
- 1 circuit patient avec
 - Valve inspiratoire
 - Valve expiratoire
 - Valve de sécurité
 - Manomètre de pression
 - Ballon de ventilation
 - Tuyaux et masque
- Tuyau alimentation O₂
- Tuyau alimentation N₂O
- Set de pièces de rechanges
- 1 manuel d'utilisation

