



TABLE DE NUIT TABLE DE CHEVET

TABLE DE CHEVET C130106

Bâti en tôle d'acier verni, un tiroir.
La porte et l'avant du tiroir sont en laminé plastique.
Le plateau est en plastique.
Une étagère métallique montée à l'intérieur, dont le fond est perforé pour une meilleure aération.
Option : roulettes

41 * 44 * 85 cm

Poids : 14 kg
Volume : 0.09 m³



TABLE DE CHEVET C130107

Bâti métallique
Surface laminée.
41 * 32 * 60 cm

Poids : kg
Volume : m³



TABLE DE CHEVET C130108

Bâti en tôle d'acier verni, un tiroir.
Le plateau est en plastique.
Une étagère métallique montée à l'intérieur, dont le fond est perforé pour une meilleure aération.
Étagère escamotable. Porte-serviette. Roues 40 mm
48 * 40 * 83 cm

Poids : 21 kg
Volume : 0.096 m³



TABLE DE CHEVET C130115

Chevet combiné avec table à manger au lit
Bâti en tôle d'acier verni, un tiroir.
Le plateau est en plastique.
Une étagère métallique montée à l'intérieur, dont le fond est perforé pour une meilleure aération.
Étagère escamotable. Porte-serviette.
Table à manger au lit intégrée,
Plateau en plastique lavable et à hauteur variable de 90 à 117 cm.
Roues 55 mm
65 * 41 * 85 cm

Poids : 27 kg
Volume : 0.12 m³





TABLE DE NUIT TABLE DE CHEVET

TABLE DE CHEVET BIFACE C130111

Chevet combiné double face avec table à manger au lit
Bâti en tôle d'acier verni.
Portes et avant des tiroirs en laminé plastique
Table à manger au lit intégrée, plateau en plastique, coulissant, lavable et à hauteur variable de 90 à 117 cm.
Porte bouteilles externe, côté patient
Portes et tiroirs des 2 cotés
Galets pare chocs
Roues 55 mm
65 * 41 * 85 cm

Poids : 29 kg
Volume : 0.13 m3



TABLE DE CHEVET MI-102010



MI-102010

CARACTERISTIQUES MI-102010

- * Structure en tôle enduite d'époxy
- * 1 tiroir et 1 espace de rangement
- * 1 étagère amovible en acier
- * Porte, tiroir et tablette en laminé

DIMENSIONS approx. 50x40x75cm