



# TABLE D'OPERATION 3006

## Table d'opération UNIVERSELLE 4 sections sur roues

**Avec sa large gamme de fonctionnalités et d'accessoires, cette table est la combinaison idéale et économique pour tous types d'intervention en chirurgie générale, orthopédie, proctologie, gynécologie, urologie et laryngologie.**

Cette table a été développée pour le confort de l'utilisateur.

Son design fonctionnel, sa pompe hydraulique pour le réglage en hauteur, son système de ressort à gaz donne un confort d'utilisation maximum.

Equipée de 4 roues antistatiques dont 2 avec freins et de porte cassettes pour RX.



### Spécifications techniques:

Base en INOX

Largeur:

500mm

Longueur:

1980mm

Hauteur réglable:

700-900mm

Inclinaison latérale:

-15-+15 degrés

Basculement Trendelenburg

0 - 18 degrés

Basculement anti-Trendelenburg

0 - 20 degrés

Section du dos:

10-+75 degrés

Section des jambes (2 sections):

-90-0 degrés, détachable

Réglage de la tête:

-30-+35 degrés

Soulève reins

110 mm

Poids t:

190kg

Dimensions:

1,25 m3



Package: 160x76x95 cm / 210 kg

### Accessoires standard:

Matelas

1 set

Arceau anesthésie

1

Support épaule

2

Repose bras

1

Appuis latéraux

2

Support genoux

2

### Accessoires optionnels:

Set de fixation tête pour neurologie

Set d'orthopédie



Package: 210x73x75 cm / 230kgs