



# TABLE D'OPERATION 3008

## Table d'opération UNIVERSELLE

Existe en 6 versions :

- 3008** : base en acier peint époxy
- 3008-RX** : base en acier peint époxy + porte cassettes RX
- 3008 PT1** : base en INOX
- 3008 PT1-RX** : base en INOX + porte cassettes RX
- 3008 PT2** : base en INOX + section jambes en 2 parties
- 3008 PT2-RX** : base en INOX + section jambes en 2 parties + porte cassettes RX

**Avec sa large gamme de fonctionnalités et d'accessoires, cette table est la combinaison idéale et économique pour tous types d'intervention en chirurgie générale, orthopédie, proctologie, gynécologie, urologie et laryngologie.**

Cette table MOBILE a été développée pour le confort de l'utilisateur.

Son design fonctionnel, sa pompe hydraulique pour le réglage en hauteur, son système de ressort à gaz donne un confort d'utilisation maximum.

### Spécifications techniques:

Base en INOX	
Largeur:	480 mm (500 mm pour PT2)
Longueur:	2100 mm (2000 mm pour PT2)
Hauteur réglable:	800-1040 mm (780 – 1020 mm pou PT2)
Inclinaison latérale:	-20-+20 degrés
Basculement Trendelenburg	0 - 25 degrés
Basculement anti-Trendelenburg	0 – 25 degrés
Section du dos:	10-+80 degrés
Section des jambes (option PT2):	-90-0 degrés, détachable
Réglage de la tête:	45-90 degrés
Soulève reins	120 mm
Poids t:	190kg
Dimensions:	1,25 m3

Package: 122x74x104cm,275 kgs.

### Accessoires standards:

Matelas	1 set
Arceau anesthésie	1
Support épaule	2
Repose bras	1
Appuis latéraux	2
Support genoux	2

### Accessoires optionnels:

- Set de fixation tête pour neurologie
- Set d'orthopédie

Package: 95x77x96cm,70kgs



3008



3008(PT2)

