




TABLE D'OPERATION JT-1A

Table d'opération 3 + 2 sections

Avec sa large gamme d'accessoires, cette table est la combinaison idéale et économique pour tous types d'intervention en chirurgie générale, orthopédie, proctologie, gynécologie, urologie et laryngologie.

La nouvelle table JT-1 A a été développée pour le confort de l'utilisateur.

Son design fonctionnel, sa pompe hydraulique, son système de ressort à gaz donne un confort d'utilisation maximum.



Spécifications techniques:

Largeur:	480mm
Longueur:	1930mm
Hauteur réglable:	710-910mm
Inclinaison latérale:	-15-+15 degrés
Réglage de la tête:	-30-+90 degrés, détachable
Section du dos:	0-+75 degrés
Section des jambes:	-90-0 degrés, détachable
Basculement Trendelenburg	0 - 20 degrés
Basculement anti-Trendelenburg	0 - 15 degrés
Poids t:	250kg
Dimensions:	1770x770x940cm

Accessoires standard:

Matelas	1 set
Arceau anesthésie	1 set
Support épaule	1 set
Support jambe	1 set
Support de bras	1 set
Courroie de maintien	1 set



Accessoires optionnels:

Set de fixation tête pour neurologie