



## TABLE D'OPERATION JT-2A

**Avec sa large gamme d'accessoires, cette table est la combinaison idéale et économique pour tous types d'intervention en chirurgie générale, orthopédie, proctologie, gynécologie, urologie et laryngologie.**

### **Table d'opération 4 sections avec plateaux transparents aux RX.**

La nouvelle table JT-2A a été développée pour le confort de l'utilisateur. Son design fonctionnel, sa pompe hydraulique, son système de ressort à gaz donne un confort d'utilisation maximum. Un dessus de table spécial permet l'utilisation des RX et de la fluoroscopie.




#### **Spécifications techniques:**

Largeur:	480mm
Longueur:	1960mm
Hauteur réglable:	710-850mm
Inclinaison latérale:	-15-+15 degrés
Réglage de la tête:	-40-+30 degrés, détachable
Section du dos:	0-+75 degrés
Section des jambes:	-90-0 degrés, détachable
Basculement Trendelenburg	0 - 20 degrés
Basculement anti-Trendelenburg	0 - 15 degrés
Poids t:	288kg
Dimensions:	1770x770x940cm

#### **Accessoires standard:**

Matelas	1 set
Arceau anesthésie	1 set
Cassette tray	1 set
Cassette shaft	1 set
Support épaule	1 set
Support jambe	1 set
Support de bras	1 set
Courroie de maintien	1 set
Coussin	1 set
Poignée pour le bassin rétiniforme	1 set



#### **Accessoires optionnels:**

Deuxième support bras  
 Set de fixation tête pour neurologie  
 Set pour orthopédie  
 Rack pour chirurgie cérébrale  
 Rack pour accessoires

