



## TABLE DE REANIMATION HKN-2000

### HKN-2000

Contrôle de la température BEBE & AIR-AMBIANT par servocontrol  
computérisé avec photothérapie

Réglage de la température automatique ou manuel

Double affichage de la température 25 °C – 37°C

Consigne et valeur réelle, précision < 0.3 °C

Elément chauffant en quartz micro cristal

Système complet d'alarmes acoustiques et visuelles

Couche du bébé avec parois en plexi

Monté sur 4 grandes roulettes (2 avec freins)

Equipé de :

Unité de photothérapie intégrée avec minuterie

Porte sérum

Matelas

2 sondes de température (1 pour Ambient, 1 pour le bébé)

Emballage:

Dimensions: 94 \* 57 \* 108 cm

Poids: 70 kg

