



TABLE DE REANIMATION HKN-90

HKN-90

Contrôle de la température BEBE & AIR-AMBIANT par servocontrol computerisé
Réglage de la température automatique ou manuel
Affichage de la température 25 °C – 37°C
Elément chauffant en céramique
Réglage de la position de l'élément chauffant
Système complet d'alarmes acoustiques et visuelles
Couche du bébé ajustable en inclinaison avec parois en plexi
Monté sur 4 grandes roulettes (2 avec freins)
Equipé de :
Unité de photothérapie intégrée avec minuterie
Porte sérum
Rails latéraux pour fixation accessoires
Matelas
2 sondes de température (1 pour Ambient, 1 pour le bébé)

Emballage:

Dimensions: 111 * 62 * 115 cm

Poids: 60 kg

