



## TABLE DE REANIMATION HKN-9010

### HKN-9010

Contrôle de la température BEBE & AIR-AMBIANT par servocontrol computerisé  
Réglage de la température automatique ou manuel  
Double affichage de la température 25 °C – 37°C  
Consigne et valeur réelle, précision < 0.3 °C  
Affichage du temps  
Élément chauffant en quartz micro cristal  
Réglage de la position de l'élément chauffant  
Système complet d'alarmes acoustiques et visuelles  
Couche du bébé ajustable en inclinaison avec parois en plexi  
Support prévu pour prendre une radio (RX)  
Monté sur 4 grandes roulettes (2 avec freins)  
Sotie RS-232  
Equipé de :  
Unité de photothérapie intégrée avec minuterie  
Porte sérum  
Rails latéraux pour fixation accessoires  
Support pour cassettes RX  
Matelas  
2 sondes de température (1 pour Ambient, 1 pour le bébé)

Emballage:

Dimensions: 122 \* 67 \* 110 cm  
Poids: 100 kg

