



TABLE DE REANIMATION HKN-93

HKN-93

Contrôle de la température BEBE & AIR-AMBIANT par servocontrol computerisé

Réglage de la température automatique ou manuel

Double affichage de la température 25 °C – 37°C

Consigne et valeur réelle, précision < 0.3 °C

Affichage du temps

Élément chauffant en quartz micro cristal

Réglage de la position de l'élément chauffant

Système complet d'alarmes acoustiques et visuelles

Couche du bébé ajustable en inclinaison avec parois en plexi

Support prévu pour prendre une radio (RX)

Monté sur 4 grandes roulettes (2 avec freins)

Sotie RS-232

Equipé de :

- Unité de photothérapie intégrée avec minuterie

- Porte sérum

- Rails latéraux pour fixation accessoires

- Support pour cassettes RX

- Matelas

- 2 sondes de température (1 pour Ambient, 1 pour le bébé)



Emballage:

Dimensions: 127 * 81 * 115 cm

Poids: 110 kg