



TABLE DE REANIMATION HKN-93A

HKN-93A

Contrôle de la température BEBE & AIR-AMBIANT par servocontrol computerisé avec photothérapie
Réglage de la température automatique ou manuel
Double affichage de la température 25 °C – 37°C
Consigne et valeur réelle, précision < 0.3 °C
Affichage du temps
Élément chauffant en quartz micro cristal
Réglage de la position de l'élément chauffant
Système complet d'alarmes acoustiques et visuelles
Couche du bébé ajustable en inclinaison avec parois en plexi
Support prévu pour prendre une radio (RX)
Monté sur 4 grandes roulettes (2 avec freins)
Sortie RS-232

Equipé de :

- Unité de photothérapie intégrée avec minuterie
- Bouteille d'oxygène
- Unité d'aspiration
- Ballon de réanimation pour néonatal
- Un système de fixation de la tête du bébé
- Porte sérum
- Rails latéraux pour fixation accessoires
- Support pour cassettes RX
- Matelas
- 2 sondes de température (1 pour Ambient, 1 pour le bébé)



Emballage:

Dimensions: 127 * 81 * 115 cm

Poids: 150 kg