



TABLE VETERINAIRE

TABLE VETERINAIRE : 02-2900



Table d'opération vétérinaire entièrement réalisée en acier inox AISI 304.
Hauteur variable de 85 à 115 cm par une pompe oléohydraulique actionnée au moyen d'une pédale.
Double plan avec ouverture en V 150 x 48 cm avec système de récolte des liquides en acier inox et cuvette en PVC amovible.
Le plan opératoire accomplit un mouvement TR/RTR de 0° à 25° avec actionnement manuel.
Angle des plans obtenu à travers des poignées de 0° à 45°.
Base avec pieds réglables.
Capacité de levage 120 kg
Encombrement: 150 x 48 x 87 cm

Poids . kg
Volume 0,63 m3

