



TENSIOMETRE

TENSIOMETRE ANEROIDE MANOPOIRE 1 TUYAU

Longueur du tube 450mm
Graduation du manomètre 0-300mm/Hg
Tolérance de l'appareil +- 3mmHg
Grand cadran en acier - 65mm
Support poire en acier
Poire en latex
Livré dans une trousse en Vinyle
Version adulte : **100200**
Version enfant **100201**



TENSIOMETRE ANEROIDE MANOPOIRE 2 TUYAUX

Longueur du tube 450mm
Graduation du manomètre 0-300mm/Hg
Tolérance de l'appareil +- 3mmHg
Grand cadran en acier - 65mm
Pince métal pour accrocher le manomètre
Poire en latex
Livré dans une trousse en Vinyle
Version adulte : **100280**
Version enfant **100281**



TENSIOMETRE ANEROIDE MANOPOIRE 2 TUYAUX

Longueur du tube 450mm
Graduation du manomètre 0-300mm/Hg
Tolérance de l'appareil +- 3mmHg
Grand cadran en acier - 65mm
Support poire en acier
Poire en latex
Livré dans une trousse en Vinyle
Version adulte : **100210**
Version enfant **100211**



TENSIOMETRE ANEROIDE MANOPOIRE TYPE SPENGLER 08-334-00

Graduation de 0 à 300 mm.
Manomètre "NON STOP PIN" fixé sur le brassard avec renfort en cuir.
Brassard velcro.
Livré en pochette vinyle





TENSIOMETRE

TENSIOMETRE ANEROIDE MANOPOIRE 2 TUYAUX + STETHOSCOPE

Longueur du tube 450mm
Graduation du manomètre 0-300mm/Hg
Tolérance de l'appareil +- 3mmHg
Grand cadran en acier - 65mm
Support poire en acier
Poire en latex
Stéthoscope pavillon simple
Livré dans une trousse en Vinyle
Version adulte : **08.333.00**
Version enfant



TENTIOMETRE ANEROIDE MURAL :

Grand cadran - 150mm (ext. 210mm)
Brassard nylon lavable fermeture velcro, 2 tubes
Graduation 0-300mm/Hg
Tolérance de +- 3mmHg
Tube spirale extensible à 2m
Poire caoutchouc résistant avec robinet
1 Panier de rangement pour accessoires

08.314.00



TENTIOMETRE ANEROIDE DE TABLE :

Grand cadran - 150mm (ext. 210mm)
Brassard nylon lavable fermeture velcro, 2 tubes
Graduation 0-300mm/Hg
Tolérance de +- 3mmHg
Tube spirale extensible à 2m
Poire caoutchouc résistant avec robinet
1 Panier de rangement pour accessoires

08.315.05





TENSIOMETRE

TENTIOMETRE ANEROIDE SUR PIEDS ROULANTS :

Tensiomètre sur pied télescopique –
Base 5 roues avec freins
Grand cadran - 150mm (ext. 210mm)
Brassard nylon lavable fermeture velcro, 2 tubes
Graduation 0-300mm/Hg
Tolérance de +- 3mmHg
Tube spirale extensible à 3m
Poire caoutchouc résistant avec robinet
1 Panier de rangement pour accessoires
Rotation du cadran de 360°

Version adulte : **100290**
Version enfant **100291**



TENTIOMETRE A MERCURE DE TABLE:

Appareil à mercure en boîtier aluminium
Graduation de 0 à 300 mm/Hg.
Tube en verre.
Lecture simple de l'échelle anodisée.
Entièrement construit en pièces métalliques nickelées.
Robinet de sécurité pour le mercure.
Brassard velcro.

Version adulte : **100360**
Version enfant **100361**



TENTIOMETRE A MERCURE SUR PIEDS ROULANTS :

Appareil à mercure en boîtier revêtement plastique
Graduation de 0 à 300 mm/Hg.
Tube en verre.
Lecture simple de l'échelle anodisée.
Entièrement construit en pièces métalliques nickelées.
Robinet de sécurité pour le mercure.
Corbeille en métal, plastifiée pour les accessoires
Tube en spirale, extensible jusqu'à 3m.
Brassard velcro.
Base avec 5 roues 38cm diam, dont 2 avec frein

Version adulte : **100340**
Version enfant **100341**

