



## TENSIOMETRE ANEROIDE MURAL

### Tensiomètre anéroïde mural

Grand tensiomètre à aiguille, particulièrement clair dans un design attrayant pour les cabinets médicaux et les hôpitaux.

Boîtier rond en matière plastique stable, pivotant de 65° à droite et à gauche.

Membrane en cuivre béryllium spécialement durcie.

Pas de fixation de zéro.

Excellente lisibilité, jusqu'à 300 mmHg

Echelle en aluminium noire d'un diamètre de 147,2 mm

Graduations et aiguille blanche.

Corbeille à brassard spacieuse pour ranger les accessoires.

Avec un tube spirale extensible jusqu'à 3 m, une poire en latex et une soupape de décharge chromée.

Tolérance maximale de l'appareil : +/- 3 mmHg.

Poids : 1 kg

Volume : 0.002 m<sup>3</sup>

