



TENSIOMETRE ELECTRONIQUE

TENSIOMETRE ELECTRONIQUE POIGNET

SE300

Facilité d'utilisation
Haute précision.
Méthode de mesure oscillométrique.
Gonflage automatique.
Fonction mémoire.
Arrêt automatique.
Alimentation par piles : 4 x AA



TENSIOMETRE ELECTRONIQUE POIGNET

MI-100370

Mesure rapide au niveau du poignet
Entièrement automatique
Brassard pour circonférence de 13 à 19 cm
Méthode de mesure oscillométrique.
Fonction mémoire pour 48 mesures avec dates et heures
Affichage de la valeur moyenne
Arrêt automatique.
Alimentation par piles : 2 x AAA



CHARGEUR DE BATTERIE LIVRE AVEC BATTERIES AA ou AAA

