



THERMOMETRE NO CONTACT

Thermomètre sans contact

Prend la température frontale à une distance de 2 à 3 cm

Après 1 à 2 secondes, l'afficheur indique la température

Fonctionne même sur patient endormis

Pas de contact = Pas de contamination



Specifications

- fast measurements within 1 - 2 seconds
- temperature displayed in 0,1 °C increments
- easy to read display with backlight
- ergonomic design
- high accuracy (max. 0.3 °C in the range of 36 °C to 42.5 °C)
- memory for the last 32 results
- can be switched to measure the ambient temperature
- automatic shutdown after 1 minute
- operating on standard AAA batteries
- cost-effective