



## THERMOUSOUDEUSE RT 30



### THERMOUSOUDEUSE AUTOMATIQUE A ROULEAU AVEC IMPRIMANTE - RT30

système d'entraînement automatique à cellule photoélectrique. Cette solution adoptée dans les cliniques et les hôpitaux assure un très haut rendement, une grande rapidité de production et évite les opérations ordinaires d'entretien.

Le RT30 automatic est équipé d'une imprimante qui, au cours du cycle de soudure, imprime automatiquement sur l'enveloppe la date d'emballage et la date de péremption, ainsi que tous les symboles requis par les réglementations. Grâce à cette solution, très intéressante, vous pouvez toujours contrôler le degré réel de stérilité des instruments dont vous vous servez. Vous n'êtes pas sans savoir en effet que la partie en papier des enveloppes de stérilisation se «relâche» au bout de 30 jours, ce qui diminue sa capacité de maintenir stériles les instruments traités.

Le RT30 automatic est un appareil très perfectionné, commandé par un microprocesseur et offrant la possibilité de régler les températures ainsi que les paramètres d'impression.

Tous les cabinets qui tiennent à certifier et à documenter leurs protocoles doivent utiliser RT30 automatic.

**Longueur mt: 0,433**

**Largeur mt: 0,38**

**Taille mt: 0,141**