



TROUSSE D'INTUBATION

TROUSSE INTUBATION ADULTE : 09.103050

COMPRENANT:

- 1 laryngoscope MC-INTOSH avec lames taille 1/2/3;
- 1 pince de magill;
- 1 pince de pean;
- 1 paire de ciseaux 14,5 cm;
- 5 tubes trachéaux;
- 1 mandrin pour tubes trachéaux;
- 3 canules pharyngiennes;
- 3 canules de guedel taille 0/2/4;
- 1 seringue stérile 10 ml.;
- 1 ouvre-bouche;
- 1 sparadrap.

LE TOUT LIVRÉ DANS UNE SAC TRÈS RÉSISTANT

Poids Kg. 3 kg
Volume 0,034m³



TROUSSE INTUBATION ENFANT : 09.103051

COMPRENANT:

- 1 laryngoscope MC-INTOSH ENFANT avec lames taille 0/1;
- 1 paire de ciseaux à chirurgie droits mousse cm. 10,5,
- 1 pince hémostatiques droit Rochester-Pean cm 14,
- 1 pince de Magill enfant
- 1 ouvre bouche
- 4 canules de Guedel dimension 00/0/1/2,
- 4 tubes trachéaux "uncuffed" dimension 2.5/3/3.5/4,
- 1 mandrin
- 1 sparadrap

LE TOUT LIVRÉ DANS UNE SAC TRÈS RÉSISTANT

Poids Kg. 3 kg
Volume 0,034m³

