



## TUBES POUR PRELEVEMENTS SANGUINS

Type	K3 EDTA	K3 EDTA	K3 EDTA	K3 EDTA	KF+Na2 EDTA	KF+Na2 EDTA	Citrate de Na	Héparine Lithium	Sec
Capacité ml	5	2,5	2,5	3	2,5	2,5		2,5	4,5
Dimensions mm	16 x 60	12 x 56	13 x 75	13 x 75	16 x 60	13 x 75	12 x 86	13 x 75	13 x 75
Matiere	Polypropylène	Polypropylène	Polypropylène	Polypropylène	Polypropylène	Polypropylène	Polypropylène	Polypropylène	Polypropylène
Forme	Cylindrique	Cylindrique	Cylindrique	Cylindrique	Cylindrique	Cylindrique	Cylindrique	Cylindrique	Cylindrique
Couleur tube	Transparent	Transparent	Transparent	Transparent	Transparent	Transparent	Transparent	Transparent	Transparent
Couleur bouchon	Vert	Vert	Vert	Violet	Orange	Orange	Rose	Bleu	Blanc
Emballage	bte 1500	bte 1500	bte 1000	bte 1000	bte 1500	bte 1000	bte 1000	bte 1000	bte 1500
Référence	1130720	1130721	1130722	1130723	1130724	1130725	1130726	1130727	1130728
Poids kg	7	5	5	5	7	5	5	5	7
Volume m <sup>3</sup>	0,036	0,041	0,034	0,034	0,036	0,034	0,041	0,034	0,051
									