



MELANGEUR D'AMALGAME

Ultramat 2, timer contrôlé avec microprocesseur haute précision permettant une trituration précise, assurant un malaxage optimale en conservant les caractéristiques cliniques du matériau mixer.

Trituration adaptée et
Les caractéristiques de l'Ultramat 2 De 0 a 16 secondes un microprocesseur a quartz contrôle le temps d'oscillation.



Vibreux multi usage
Le multi usage de l'Ultramat 2 est profitable a tous types de capsules de matériaux dentaires.



Trituration silencieuses
L'Ultramat 2 est le plus silencieux des vibreurs.



Critère de sécurité
Le micro-switch automatique arrête la trituration si le capot est levé.



Facile d'utilisation
Le système de touche de contrôle de l'Ultramat 2 est rapide et simple a mettre en oeuvre.



Sortie haute énergie
La haute énergie a laquelle vibre l'Ultramat 2 est d'une fréquence de 4600 oscillation par minute +ou - 1%



Pratique
La carrosserie facilite le contrôle et le nettoyage de la désinfection et le plastique non poreux peut être nettoyer avec n'importe quel désinfectant



Usage de basse tension
L'Ultramat 2 est économique par l'usage de basse tension.



5 Ans de garantie
L'Ultramat 2 est robuste et sa fiabilité de construction en font un achat a long terme.



Double voltage
L'Ultramat 2 opère entre plusieurs voltages 120 et 240v , 50 et 60 Hz.



Dimensions:

Largeur	profondeur	hauteur
217mm	173mm	180mm

Voltage:

110 / 240 volts

50 / 60 Hz

Poids:

2.765kg

