



## UNITE O.R.L.

Unité spécialement conçue pour le praticien ORL est réalisée en bois stratifié blanc et est entièrement modulable afin de répondre à toute demande.

### L'unité standard est constituée de:

- Un meuble en bois monté sur roulettes
- Un grand plan de travail
- Deux tiroirs compartimentés pour l'instrumentation
- Un grand tiroir de rangement
- Un bac à déchets
- Un bac à instruments souillés
- Un tableau de commande
- Un crochet pour lampe frontale
- Une alimentation électrique pour lampe frontale, réglable de 0 à 12 volts et protégée contre le court-circuit
- Une prise de courant pour la diaphanoscopie
- Quatre prises de courant 220V 400W commandées par l'interrupteur général de l'unité
- Un éclairage intérieur



### Options disponibles:

Thermocautère  
Aspiration autonome avec 2 bocal de 2 litres  
Air comprimé autonome avec accessoires  
Seringue à eau chaude raccordée sur un réseau de distribution d'eau  
Chauffe miroir électrique  
Chauffe optique  
Source de lumière froide  
Bras articulé pour un moniteur ou plateau à instruments  
Plateau chauffant pour instruments  
Appareil à diathermie T-100

Dimensions: H: 89 cm L: 105 cm P: 50 cm

Poids: +- 100 kg

L'unité répond aux normes IEC-601-1 Classe 1 type B

Fabrication Belge