



VENTOUSE OBSTETRICALE ELECTRIQUE MOBILE

40 litres / minutes 0.75 bar/570 mmHg

Aspirateur à usage professionnel avec moteur puissant à **double** piston.

Boîtier en ABS antichoc, léger et facile à nettoyer.

Livré avec bocal stérilisable de 2 lt., avec soupape de trop-plein.

Régulateur d'aspiration avec manomètre.

Filtre anti-bactérien.

Livré avec plateau support (non montré sur la photo)

Alimentation : 220 V / 50 Hz

Consommation : 100 W

Poids Kg. 17 Kg

Volume : 0,1 m³

1 bocal de 2 litres avec pédale de commande

F-30/20/ST/PF



Choix des ventouses



Modèle MALSTROM
(Art 989)



Modèle BIRD
(Art 990)



En SILICONE
(Art 991)