







VENTOUSE OBSTETRICALE

Pompe d'aspiration manuelle avec cupules 05.09994	Pompe d'aspiration manuelle à pieds avec cupules F-150	Pompe d'aspiration Electrique avec cupules F-18	Pompe d'aspiration Electrique + pédale avec cupules F-60/F
			

		
<p>Ventouse d'aspiration en acier inoxydable, avec poignée. 40 – 50 – 60 mm ø Type MALSTROM</p>	<p>Ventouse d'aspiration en acier inoxydable, avec poignée et chaînette. 40 – 50 – 60 mm ø Type BIRD</p>	<p>- Disponible en 3 dimensions. (Ø 50 – 60 – 70 mm X 210 mm.) En silicone souple. Les repères bleus ont été conçus pour faciliter le positionnement. La poignée en polysulfone, faible poids. Autoclavable à 134°</p>
05.1007	05.20404 05.20405 05.20406	05.6000 05.6001 05.6002