



DIGITAL IMAGE PROCESSING

Transformez vos anciennes installations RX conventionnelles en digital.

Avantages :

- plus de films
- plus de chambre noire
- plus de consommables
- facilité d'archivage
- envoi des clichés par Internet
- etc,

Upgrade the conventional X-ray Machine to DR system



(Ceiling Type)

Specifications:

	DR-upgrade
Effective area	17" * 17"
Effective array	3072 * 3072
Pixel seize	143 * 143 μm
Resolution	3.7 Lp/mm
A/D Convert	14 bit
Image acquisition	1 G bps
Imagering time	< 3 sec



(UC A)

STANDARD CONFIGURATION

- Digital cassette of 17" * 17"
- Complete desktop PC with fast CPU
- LCD monitor of 22"
- CD/DVD burning
- Software for acquisition and treatment
- Laser printer



(Vertical Stand)

